


EKG-Viewer für das CardioSoft-Diagnosesystem

Effiziente Lösung zum Anzeigen, Bearbeiten und Archivieren von EKG-Daten.

Der EKG-Viewer für das CardioSoft™-Diagnosesystem verwandelt Ihre GE MAC® Ruhe-EKG-Systeme in ein elektronisches Bildspeichersystem, das Ihre EKGs effizient organisiert und einen einfachen Zugriff zur Anzeige, Bearbeitung und Archivierung von EKGs bietet.

- Einfach zu bedienende und dennoch umfassende Befundungs-Workstation, die den EKG-Workflow optimiert
- Zugriff auf verschiedene von Analysewerkzeuge, einschließlich Messsegmente, Anzeige von Medianwerten, Arrhythmieauswertung, Vektoren und Ableitungsmessungen zur detaillierten Auswertung von EKG-Untersuchungsdaten
- Schneller Zugriff auf Zehntausende von Patienten und Verfahren anhand der durchsuchbaren Datenbank
- Läuft auf den meisten Windows®-basierten PCs und lokalen Netzwerken (LANs), was den Nutzen Ihrer IT-Investitionen maximiert
- Skalierbar, um die Anforderungen Ihrer wachsenden Praxis mit neuen klinischen Verfahren und Exportfunktionen zu erfüllen





Spezifikationen für die Workstation

Prozessor	Minimum: Pentium 4 ≥ 1,6 GHz (Windows XP); 2 GHz (Windows Vista)
RAM	512 MB (Windows XP); 1 GB (Windows Vista)
Festplattenlaufwerk	4 GB (je nach der Anzahl von zu speichernden Untersuchungen); 50 MB freier Speicherplatz
Software-Installation	CD-ROM-Laufwerk
Eingabegerät	Maus
Grafikkarte	Minimum: SVGA 1024 x 768 Empfohlen: SXGA 1280 x 1024
Schnittstellen	Minimum: 2 USB-Anschlüsse, CD-RW, SD-Karte, Netzwerkschnittstellenkarte (empfohlen)
Betriebssystem	Windows XP/Pro SP 2/3; Windows Vista Home Premium/Business SP 1; Windows Server 2000/2003
Drucker	Kompatibel mit PLC 6-Treiber; US Letter- oder A4-Papier; USB- oder Parallelschnittstelle GE Healthcare empfiehlt zur Verwendung mit dem CardioSoft-Diagnosesystem sowie zum Drucken aus CASE-Systemen über das Netzwerk HP4250-Netzwerkdrucker, HP4650- oder HP LaserJet® P3005 dn-Drucker.
Zusätzliche Software für die Exportfunktion	Microsoft® Word und Excel® (optional)
Lokales Netzwerk (LAN)	Wireless: 802.11G (optional) TCP/IP-Schnittstelle
Citrix®	Die Citrix-Anwendungssoftware wird nicht von GE Healthcare verkauft, installiert oder unterstützt.

Bitte beachten Sie, dass bestimmte GE-Produkte aufgrund der lokalen Sprache oder von Registrierungsanforderungen möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar sind. Aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit von Produkten in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem örtlichen GE-Repräsentanten.

GE Healthcare
Munzinger Straße 5
79111 Freiburg, Deutschland
Tel. +49 761 4543 0 • Fax +49 761 4543 233
www.gehealthcare.com

Deutschland
Munzinger Str. 5
79111 Freiburg
T: +49 761 4543 0
F: +49 761 4543 233

GE Healthcare Service Center
T: 0800 4343258
T: 0800 GEHealthcare

© 2010 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

Die General Electric Company behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen.

GE, GE Monogram, CardioSoft und TONOPORT sind Marken der General Electric Company.

GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company.

Citrix ist eine Marke von Citrix Systems, Inc.

HP LaserJet ist eine Marke der Hewlett-Packard Company.

Microsoft, Excel und Windows sind Marken der Microsoft Corporation.

Pentium ist eine Marke der Intel Corporation.



GE imagination at work

EMEA 2049702-001/0110
(EMEA English 2049702-002)